

| 項次 | 院內代碼 | 品項代碼 | 品項名稱 | 許可證號 | 商品特色 | 療效比較 | 副作用 | 應注意事項 | 健保替代醫材 |
|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| ENT1 | Y11081Z0 | WDY000621001 | Nasopore那梭波鼻用敷料 | 衛署醫器輸字第000621號 | 為高分子聚合物，如乳膠狀，不需再填塞紗布，直接附著在傷口上而止血，可降低手術後鼻腔內填塞所造成的壓迫或疼痛感，較無脹痛及吞嚥異物感，使用後2-7天會自行硬化如黏液自然排出體外，不須取出，不會有抽出時疼痛及再出血，組織修復良好，依使用需求使用兩條或以上。 | 凡士林紗條：止血時間長易影響手術品質，且移除後可能造成傷口再出血之疑慮。 | 極少數患者因容易出血之特殊體質，造成術後傷口出血情形，須再補填塞。 | 1. 產品使用者必須為耳鼻喉科專科醫師。2. 產品為一次性使用耗材，不可重覆滅菌或二次使用。 | 凡士林紗條 |
| ENT2 ENT3 | Y10994Z0 Y11036Z0 | TTZ020377001 TTZ020377002 | Floseal 伏血凝止血劑 5 ml/10 ml | 衛署醫器輸字第020377號 | 1. 為一種凝膠和凝血酶基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2. 針對組織出血能快速有效的止血。 3. 不須身體凝血因子就能達到止血效果。 4. 只限用於止血功能。 5. 符合生理性，6至8週即可被人體吸收。 | 無相似之健保給付品 | 極少數病人可能會產生過敏反應。 | 1. 勿注射或壓縮本產品入血管內。2. 皮膚切割口的密合縫隙中，請勿使用本產品，以免因凝膠的機械性介入而干擾皮膚邊緣的癒合。3. 已知對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品。 | 無 |
| ENT4 | Y11035Z0 | THZ013975001 | Powder "飛洛散"斯麗嘉止血凝膠粉 | 衛署醫器輸字第025101號 | 本產品是一種無菌、不溶於水、可展延、豬凝膠製造、可被吸收的海綿狀物質，呈灰白色，外表有許多小孔，用於表層出血的止血。 | 無相似之健保給付品 | 無特別副作用 | 已知對豬源性產品過敏者不可使用本產 | 無 |
| ENT5 | Y11077Z0 | WDY027119001 | DERMABOND"愛惜康"得美棒皮膚接合自黏網片系統 | 衛署醫器輸字第027119號 | 1. 自粘網片與液體黏合劑的結合使用，形成一道微生物屏障並維持皮膚對合。 2. 有效防止細菌感染。 3. 患者可於術後立即沖澡 | 無相似之健保給付品 | 感染、發炎、出血、過度發癢 | 傷口經DERMABOND PRINEO處理後，不能接觸其他藥液、藥膏或其他物質，因為這些物質能削弱已聚合的薄膜，造成傷口裂開 | 無 |
| ENT6 | Y11078Z0 | | Evicel愛微止纖維蛋白凝合劑組 | 衛署菌疫輸字第 000910 號 | 1. 纖維蛋白黏合系統可啟動正常血液凝固機制的最後階段；藉由分解纖維蛋白原，形成纖維蛋白單體及纖維蛋白胍肽的方式，將其轉化為纖維蛋白。 2. 纖維蛋白單體會聚集而形成凝塊，強化凝血反應。 | 無相似之健保給付品 | 極少數病人可能會產生過敏反應。 | 1. 本品不可用在血管內。 2. 對活性成分或任何賦形劑成分產生過敏反應者。 | 無 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|---|--|--|---|------|
| ENT7 ENT8 ENT9 | Y11171Z0 Y11172Z0 Y11173Z0 | | 勝傷口敷料(未滅菌) 11cm x 14cm 11cm x 27cm 21cm x 27cm | 衛部醫器製壹字第007888號 | 創勝傷口敷料是一種微生物纖維燒燙傷敷料，可以深入皮膚緊密貼服，幫助受損肌膚鎖水保溫、降溫、避免肌膚乾燥，有助舒緩肌膚不適。 | 生物纖維膠合專利配方不同於市面上大多以傷燙軟膏使用更便利，也比一般無紡布跟果凍膠膜更具保水力，服貼性、保濕性、透氣性佳，有助於成分吸收。 | 無特別副作用 | 1.初次使用或敏感性肌膚者請小心使用，請在使用前先於局部肌膚試用，確定無過敏反應再使用。若皮膚出現異常或敏感(過敏反應)的現象，請立即停止使用，以大量清水沖洗，並盡快就醫。2.如脫除敷料時有困難，可用無菌鹽水將敷料徹底浸濕，再慢慢取下即可。3.本產品與其他產品一起使用之前，應先請教醫療專業人員的意見。4.在特別病徵下，應採取適當的醫療輔助措施，必須在請教醫療專業人員的意見，依照醫療專業人員的建議下進行，配合適當的治療，並需隨時檢視傷口的情況。5.產品拆封之後，請盡速使用完畢，以確保產品品質。6.本產品為一次性外用產品，勿重覆使用，請放置兒童不易取得處。7.請把本產品放置陰涼處，避免存放於陽光直射、高溫或過度潮濕的場所。8.如包裝有損壞，切勿使用。 | 傷燙軟膏 |
| ENT10 | Y11137Z0 | SSZ030120001 | "柏朗"組織黏膠(韌性)"B. Braun" Histoacryl Flexible | 衛部醫器輸字第030120號 | 1.使用組織黏膠閉合切口(incision closure)，相較使用縫線的傷口，其閉合時間更快且較美觀。2.使用組織黏膠閉合切口較縫線能有效抑制金黃色葡萄球菌的生長。 | 無相似之健保給付品 | 會產生放熱反應，若不當塗抹過厚的黏膠層，聚合過程可能造成組織熱傷害。氨基丙烯酸酯可能造成施用部位暫時性局部刺激；這是一種短暫的異物反應，偶爾會出現炎症反應的形式 | 用，重覆使用可能發生汙染而造成感染。2.黏合傷口要確認傷口邊緣已徹底清理乾淨。3.本產品在聚合過程中會微量產熱。4.使用前要視需要先用止血、縫合真皮層，並確保傷口邊緣能夠輕易對齊。5.本產品無法取代皮下縫合，但可合併使用，利用皮下縫合以減少傷口張力 | 無 |
| ENT11 ENT12 | Y11090Z0 Y11091Z0 | | "美敦力"神經監測系統—標準型平頭刺激探針/成對皮下電極，2頻道 | 衛部醫器輸字第012905號 | 顏面或喉返神經麻痺是腮腺腫瘤切除手術、耳科手術與甲狀腺手術等常見的併發症，肌電圖神經監測儀，此探測器有助於手術中監測神經的活動、輔助手術中神經的定位，減少術中神經損傷。 | 無相似之健保給付品 | 無特別副作用 | 手術過程中不使用肌肉鬆弛劑。 | 無 |
| ENT13 | Y11092Z0 | | "美敦力"汎特肌電圖用氣管內管 | 衛部醫器輸字第026603號 | 人體頸部左右各有一條喉返神經，功能是控制聲帶的活動。喉返神經麻痺是甲狀腺最常見的合併症，肌電圖神經監測儀，此監測器有助於手術中監測喉返神經的活動、輔助手術中喉返神經的定位，減少術中神經損傷。 | 無相似之健保給付品 | 無特別副作用 | 手術過程中不使用肌肉鬆弛劑。 | 無 |
| ENT14 ENT15 ENT16 | Y10840Z0 Y11138Z0 Y11139Z0 | | TISSEEL/TISSUCOL組織修復凝合劑(第二代) 2ml/4ml/10ml | 衛部醫器輸字第000925號 | 1.為一種纖維蛋白密封劑，含有人體纖維蛋白和凝血酶。2.可針對所有組織開口都能有效封合、防止滲漏，但對非組織性的表面效果較為有限。3.Fibrinogen的濃度是人體的27倍，可對組織間達到有效的黏合，達到5倍抗拉強度。4.所形成的凝塊具有彈性，可隨組織的擴張與收縮而律動。5.含有Aprotinin，可穩固凝塊，延緩纖維蛋白溶酶的分解。 | 無相似之健保給付品 | 極少數病人可能會產生過敏反應。 | 1.本產品禁止單獨使用於大量和急速的動脈或靜脈出血。2.本產品不得使用於血管內，使用於血管內可能產生血栓性栓塞導致生命危險。3.對本產品任何活性成份或賦形劑過敏的人。 | 無 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------|--|--------------------------------------|---|--|-------|
| ENT17 | YQ0302Z0 | | Ear Wick"美敦力"耳用止血棉 9.0 mm×15.0mm | 衛署醫器輸字第004856號 | 1.用於耳道止血或是耳部手術，該海綿因被浸潤可協助填塞出血處並止血。2.放置時間至多三周。 | 無相似之健保給付品 | 無特別副作用 | 1.止血棉材質不具抗菌劑，因此針對既存的感染並無抑菌效果，對於術後可能發生的感染也不具預防效果。2.醫學研究證實耳部填塞止血技術並不會造成耳部相關危險。 | 無 |
| ENT18 | Y11288Z1 | | "史賽克"耳鼻喉科用圓錐(滅菌) | 衛署醫器輸字第019912號 | 1.醫療級不銹鋼，提供最好的切削效率。2.滅菌包裝，一次性使用，能有效減少感染風險。 | 健保給付.重複使用影響切削效率.有感染疑慮. | 無特別副作用 | 1.本產品使用者必須為耳鼻喉科專科醫師。2.產品為一次性使用耗材,不可重複滅菌或二次使用。 | 無 |
| ENT19 ENT20 | Y10398Z0 Y10399Z0 | | Meroce1"美敦力"鼻用止血棉 8.0 cm×1.0 cm×3.0cm /8.0 cm×1.5 cm×3.0cm | 衛署醫器輸字第004856號 | 1.可自行剪裁所需尺寸的可吸收海綿止血技術、敷料、或塞料。2.用於術後止血，該海綿因被浸潤可協助填塞出血處並止血。3.放置時間至多3-4日。 | 凡士林紗條：止血時間長易影響手術品質，且移除後可能造成傷口再出血之疑慮。 | 無特別副作用 | 1.極少鼻部手術案例曾發生中毒性休克候群之風險，無論是否使用止血棉。 2.止血棉材質不具抗菌劑，因此針對既存的感染並無抑菌效果，對於術後可能發生的感染也不具預防效果。 3.醫學研究證實鼻腔填塞止血技術並不會造成鼻腔關閉或相關危險。 | 凡士林紗條 |
| ENT21 | Y01468Z0 | FBZ031647001 | CONFORM安特福去礦化異質骨補骨綿-塊狀 0.7cc | 衛署醫器輸字第031647號 | 本產品為異體骨，具有以下特性：1.100% 鬆質骨(Cancellous Bone)；非重塑(Remodeling)再製品。2.Osteoconduction:Conform本身即作為一個橋接框架(scaffold)的角色，刺激骨癒生長附著至骨癒面。3.steoinduction:Conform含活性刺激物質(例如:bone morphogenetic protein, BMP)，可以吸引骨生長因子細胞前往生成新的骨癒組織。4. Osteogenesis:具有彈性如海綿，可吸附血 | 無相似之健保給付品 | 如同所有外科手術的程序一樣存在感染的可能性。儘管仔細篩選捐贈者並進行血清檢測，仍有可能傳染感染性疾病。 | 1.產品均為單獨包裝，僅提供單一病患使用。請勿將取自單一容器的異體骨產品使用於多名病患。2.包裝打開時會存在微量之 Gentamicin與清潔劑。去礦物化鬆質骨包裝於乙醇溶液中。若病患對於這些物質過敏時，應謹慎處理。建議吸附患者血液後置入。 3. 本產品符合ISO第4類環境中依據受控制之無菌條件進行處理與包裝，請勿滅菌。 4. 使用本產品若導致感染，應立即通報衛生主管機關。 | 無 |
| ENT22 | Y10240Z0 | TTZ028015003 | Hemopatch 血倍去封合止血貼片45x90mm | 衛署醫器輸字第028015號 | 本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。 | 止血棉:移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。 | 用於已知對牛蛋白或亮藍(FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號)過敏的患者，可能有過敏反應。 | 1.本品不能使用在搏動、嚴重出血的部位。2.當有進展中之感染時，不宜使用本品。 | 無 |
| ENT23 | Y01307Z0 | FSZ027776005 | Neoveil"郡是"奈維可吸收性組織修補片 | 衛署醫器輸字第027776號 | 本產品約15週可被吸收，如同可吸收的聚乙醇酸(PGA)縫合材料，適合使用在不需長時間癒合的傷口。 | 無相似之健保給付品 | 無特別副作用 | 本產品不可使用在有全身性病發症的病患。不可重複使用，如果重複滅菌或是重複使用的話，本產品可能會降解，並可能影響其效用及安全性。 | 無 |
| ENT24 | Y11271Z0 | WDY030124003 | PosiSepX波仕克任止血敷料/鼻腔內固定夾板 | 衛署醫器輸字第030124號 | 鼻部手術後填塞止血，並促進傷口修復。 | 凡士林紗條：止血時間長易影響手術品質，且移除後可能造成傷口再出血之疑慮。 | 1.少數特殊體質或容易出血者，填塞期間仍可能出血。 2.使用鼻塞棉條時，有極少數病人會產生中毒性休克候群(Toxic Shock Syndrome)，因此，術後若有需要將會使斟酌用抗生素，來預防此症候群的 | 屬於個人專屬拋棄式耗材。 | 凡士林紗條 |
| ENT25 ENT26 ENT27 | Y11221Z0 Y11222Z0 Y11223Z0 | WDZ011522001 | 潔美快可數片(滅菌) 10cm×10cm 7.6cm×3.7M 30cm×30cm | 衛署醫器輸字第011522號 | 產品中的高嶺土成分在傷口血液接觸時，會立即活化人體血液的XIII因子，幫助止血，加快人體凝血作用。 | 無相同高嶺土成分之健保給付品項。 | 對高嶺土成分過敏者禁用 | 無法被人體吸收，務必在傷口閉合前自傷口上移除、避免接觸眼睛、禁止重新消毒使用。不可取代控制止血的精密外科技術、無菌手術、與結紮線或其他傳統手術的適當應用。 | 無 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| ENT28 | Y11237Z0 | TTZ034001001 | SURGICEL Powder"愛惜康"斯爾止可吸收性止血粉 | 衛部醫器輸字第034001號 | 1.可作為控制局部出血的止血輔助劑。2.可在外科手術中用於協助控制微血管、靜脈及小動脈出血。3.止血粉的低pH 特性,本產品具抑制病原微生物之效果。4.隨拆即用。5.完全滲入出血點確實達到止血效果。 | 無相似之健保給付品 | 偶有患者出現刺痛感及灼熱感等症狀,一般認為應是本產品的酸性特質所造成。 | 1.不得將SURGICEL止血粉與自體血液回收管路共同使用,因為止血粉的碎末可能通過血液清除系統的輸血過濾器。2.僅須取用足以止血的SURGICEL止血粉(氧化再生纖維素)份量,並且僅應用於需要止血的部位。3.在閉合手術切口前清除多餘的止血粉,以便促進吸收並降低異物反應的可能性。4.因為在經化學品燒灼的部位, SURGICEL止血粉可能無法被吸收,所以在使用本產品之前請勿塗抹硝酸銀或任何其它腐蝕性化學品。5.如果SURGICEL止血粉被臨時用於堵塞開放性傷口凹處,在止血後應該用水或生理鹽水沖洗將其去除。 | 無 |
| ENT29 | Y11145Z0 | FEX013236001 | 史賽克切割鋸片(22.5MM;27MM一般型、加長型5100-137-123;233) | 衛署醫器輸字第013236號 | 1.醫療級不銹鋼,提供最好的切割效率。2.滅菌包裝,一次性使用,能有效減少感染風險。 | 健保給付品項為重複使用式鋸片,有感染之疑慮及影響切割效率。 | 無特別副作用 | 1.本產品使用者必須為耳鼻喉科專科醫師。2.產品為一次性使用耗材,不可重複滅菌或二次使用。 | 無 |
| ENT30 ENT31 ENT32 ENT33 | Y11141Z0 Y11142Z0 Y11143Z0 Y11144Z0 | FEX013236001 | 史賽克加長型切割鑽頭(0.5MM-3MM)(5540-009-305;330)/史賽克切割鑽頭(4MM-7.5MM)(5540-009-040;075)/史賽克加長型鑽石鑽頭(0.5MM-3MM)(5540-011-305;330)/史賽克鑽石鑽頭(4MM-6MM)(5540-011-040;060) | 衛署醫器輸字第013236號 | 1.醫療級不銹鋼,提供最好的切割效率。2.滅菌包裝,一次性使用,能有效減少感染風險。 | 健保給付品項為重複使用式鑽頭,有感染之疑慮及影響切割效率。 | 無特別副作用 | 1.本產品使用者必須為耳鼻喉科專科醫師。2.產品為一次性使用耗材,不可重複滅菌或二次使用。 | 無 |
| ENT34 | Y11093Z0 | TKY026604001 | "美敦力"霽克電漿手術刀 | 衛部醫器輸字第026604號 | 1.由於傳統的電燒刀是利用大量熱能將組織斷開,因此,其伴隨的高溫會破壞周圍組織,導致疼痛程度較大及延長術後復原時間。而Plasma Blade的原理,利用無線射頻能量在刀頭尖端接觸組織,使組織被水氣及帶電的離子包圍,透過電子震盪原理將組織斷開,因此,能夠在低溫下精確切割軟組織,避免不必要的組織熱傷害。傳統電燒高達250-350°C,Plasma Blade的溫度卻是在40至50°C左右,本品含有Fbrinogen、Thrombin、FXIII等人類凝血因子,產品中二劑混合後會迅速凝集,產生止血、黏合、封合、修復等效果。相較於市面其他生物性手術凝膠,本品中含有FXIII濃度 | 無相似之健保給付品 | 不良反應:電刀的手術結果,可能發生因治療而引起周圍的組織受傷 | 1.禁忌症:該電刀筆不能使用在身體上附屬肢體器官,如割包皮。2.電刀使用在裝有體內或體外的節律器是有潛在危險。電流的干擾可能引起節律器功能異常。手術進行前可詢問心臟節律器的製造商更進一步的資訊。3.電刀筆唯有受過外科專業訓練的醫生才能操作該設備。4.不能重複使用、重複滅菌或重新處理"限使用一次"的標籤配件,若重複滅菌或重新處理可能無法正確執行而造成病人和使用者受傷發生。 | 無 |
| ENT35 | Y11199Z0 | | Beriplast P Combi-Set"貝靈"止血纖維蛋白膠纖維蛋白止血組 | 衛署菌液輸字第000717號 | 1.本品為組織外用之手術凝膠,不可於靜脈注射給藥。2.在施與Beriplast P之前,需要特別注意在使用的患部以外的身體部位,必須有效保護著(覆蓋)以避免非期望部位的組織黏著。 | 無相似之健保給付品 | 搔癢、局部血腫、過敏反應 | | 無 |
| ENT36 ENT37 | Y11282Z0 Y11289Z0 | | "康令美"醫療用可丟棄式熱敷墊/"康令美"醫療用可丟棄式熱敷墊(尺寸:短) | 衛部醫器製字第009496號 | 醫療用可丟棄式的熱敷墊是密封塑膠袋,內含化學物料,一經活化可提供體表熱敷或器械加溫之醫用器材。 | 無相同具有此專利品項 | 無特別副作用 | 一般使用下耐受性良好,如有任何非預期反應,請告知醫師。 | 無 |
| 備註:收費以實際單據為準 | | | | | | | | | |

| 自費價 |
|-------------|
| 3,500 |
| 16000/27500 |
| 13,000 |
| 16,250 |
| 21,880 |

| |
|------------------------|
| 700、1100、 1800 |
| 4,300 |
| 4000 /7500 |
| 24,000 |
| 17880/ 30000/ 40000 |

| |
|----------------------------|
| 87.5 |
| 9,800 |
| 312.5 / 490 |
| 48000 |
| 15,000 |
| 21,494 |
| 4,100 |
| 8,000 / 21,000 / 21,000 |

25,000

7,800

10,400 /8,320
/10,400 /8,320

16,000

17,880

6,000 / 3,000